




Hier klicken

Kompatibel mit Vakuumsystemen
mit distal positionierter Dichtung
mit oder ohne Aufhängungshülse

Um die passende Größe für den Patienten zu bestimmen, beginnt das Messprotokoll mit der Bestimmung des Aufhängungstyps, gefolgt von der Messung des Umfangs und der Länge in einer definierten Höhe sowie der Auswahl der passenden Produktausrichtung.


SCHRITT 1

Welche Größe?




SCHRITT 2

Welche Länge?




SCHRITT 3

Welche Seite?



Aufhängungstyp	Ausrichtung	Länge (L)	Umfang (C)	Produktcode
Verriegelungssystem Aufhängungshülse Polster-Liner Zugriemen	Rechts	13,5-20 cm	24-29,5 cm	OV-23-SH-R
			29,5-36 cm	OV-28-SH-R
			36-42 cm	OV-35-SH-R
	Links	13,5-20 cm	24-29,5 cm	OV-23-SH-L
			29,5-36 cm	OV-28-SH-L
			36-42 cm	OV-35-SH-L
	Rechts	+20 cm	24-29,5 cm	OV-23-LG-R
			29,5-36 cm	OV-28-LG-R
			36-42 cm	OV-35-LG-R
	Links	+20 cm	24-29,5 cm	OV-23-LG-L
			29,5-36 cm	OV-28-LG-L
			36-42 cm	OV-35-LG-L

Kompatibilität :



Bitte nächste Seite für
Distal positionierte Dichtung →



[Hier klicken](#)

CoKompatibel mit Vakuumsystemen mit distal positionierter Dichtung mit oder ohne Aufhängungshülse

Um die passende Größe für den Patienten zu bestimmen, beginnt das Messprotokoll mit der Bestimmung des Aufhängungstyps, gefolgt von der Messung des Umfangs und der Länge in einer definierten Höhe sowie der Auswahl der passenden Produktausrichtung.


SCHRITT 1

Welche Größe?




SCHRITT 2

Welche Länge?





SCHRITT 3

Welche Seite?



Aufhängungstyp	Ausrichtung	Länge (L)	Umfang (C)	Produktcode
Vakuumsystem mit distal positionierter Dichtung	Right	13,5-20 cm	24-29,5 cm	OV-23-SH-R
			29,5-36 cm	OV-28-SH-R
			36-42 cm	OV-35-SH-R
		+20 cm	24-29,5 cm	OV-23-LG-R
			29,5-36 cm	OV-28-LG-R
			36-42 cm	OV-35-LG-R
	Left	13,5-20 cm	24-29,5 cm	OV-23-SH-L
			29,5-36 cm	OV-28-SH-L
			36-42 cm	OV-35-SH-L
		+20 cm	24-29,5 cm	OV-23-LG-L
			29,5-36 cm	OV-28-LG-L
			36-42 cm	OV-35-LG-L

Kompatibilität: Distal positionierte Dichtung mit oder ohne Aufhängungshülse



Kompatibel mit:

Liner von Össur, Ottobock, Alps, WillowWood

sowie anderen vergleichbaren Linern

Bitte siehe die nächste Seite für weitere **Aufhängungssysteme** →