




Compatible con sistemas de bloqueo distal, fundas de suspensión, liners con cojín y sistemas de cordón

Para determinar la talla más adecuada para el paciente, el protocolo de medición consiste en identificar el tipo de suspensión, medir la circunferencia y la longitud a una altura específica, y seleccionar la orientación del producto correspondiente.


FASE 1

¿Qué talla?




FASE 2

¿Qué longitud?




FASE 3

¿Qué lado?



Suspensión	Orientación	Longitud (L)	Circunferencia (C)	Código
Bloqueo distal	Derecho	13.5-20 cm	24-29.5 cm	OV-23-SH-R
			29.5-36 cm	OV-28-SH-R
			36-42 cm	OV-35-SH-R
	Izquierdo	13.5-20 cm	24-29.5 cm	OV-23-SH-L
			29.5-36 cm	OV-28-SH-L
			36-42 cm	OV-35-SH-L
Fundas de suspensión	Derecho	+20 cm	24-29.5 cm	OV-23-LG-R
			29.5-36 cm	OV-28-LG-R
			36-42 cm	OV-35-LG-R
	Izquierdo	+20 cm	24-29.5 cm	OV-23-LG-L
			29.5-36 cm	OV-28-LG-L
			36-42 cm	OV-35-LG-L
Sin bloqueo	Derecho	13.5-20 cm	24-29.5 cm	OV-23-SH-R
			29.5-36 cm	OV-28-SH-R
			36-42 cm	OV-35-SH-R
	Izquierdo	13.5-20 cm	24-29.5 cm	OV-23-SH-L
			29.5-36 cm	OV-28-SH-L
			36-42 cm	OV-35-SH-L
Cordón distal.	Derecho	+20 cm	24-29.5 cm	OV-23-LG-R
			29.5-36 cm	OV-28-LG-R
			36-42 cm	OV-35-LG-R
	Izquierdo	+20 cm	24-29.5 cm	OV-23-LG-L
			29.5-36 cm	OV-28-LG-L
			36-42 cm	OV-35-LG-L



Consulte la página siguiente para el **Sello distal** →




Compatible con sistemas de vacío con sello distal, con o sin fundas de suspensión.

Para determinar la talla más adecuada para el paciente, el protocolo de medición consiste en identificar el tipo de suspensión, medir la circunferencia y la longitud a una altura específica, y seleccionar la orientación del producto correspondiente.


FASE 1

¿Qué talla?




FASE 2

¿Qué longitud?





FASE 3

¿Qué lado?



Suspensión	Orientación	Longitud (L)	Circunferencia (C)	Código
Vacío distal	Derecho	13,5-20 cm	24-29,5 cm	OV-23-SH-R
			29,5-36 cm	OV-28-SH-R
			36-42 cm	OV-35-SH-R
		+20 cm	24-29,5 cm	OV-23-LG-R
			29,5-36 cm	OV-28-LG-R
			36-42 cm	OV-35-LG-R
	Izquierdo	13,5-20 cm	24-29,5 cm	OV-23-SH-L
			29,5-36 cm	OV-28-SH-L
			36-42 cm	OV-35-SH-L
		+20 cm	24-29,5 cm	OV-23-LG-L
			29,5-36 cm	OV-28-LG-L
			36-42 cm	OV-35-LG-L

Compatibilidad : Sello posicionado distalmente, con o sin fundas de suspensión



Compatible con:

liners Össur, Ottobock, Alps, WillowWood

y otros liners similares

Consulte la página siguiente para **Otros sistemas** →