



[Cliquer ici](#)

Compatible avec les systèmes de verrouillage distal, les manchons de suspension, les liners Liner sans verrouillage et les lanières.

Pour déterminer la taille la plus adaptée au patient, le protocole de mesure consiste à identifier le type de suspension, mesurer la circonférence et la longueur à une hauteur spécifique, et sélectionner l'orientation du produit appropriée.


ÉTAPE 1

Quelle taille ?




ÉTAPE 2

Quelle longueur ?




ÉTAPE 3

Quel côté ?




L'orientation dépend de la préférence de l'utilisateur.

La plupart des utilisateurs choisissent la même orientation que le côté où l'Overlay sera porté.



Suspension	Orientation	Longueur (L)	Circonférence (C)	Code
Verrouillage distal	Droite	13,5-20 cm	24-29,5 cm	OV-23-SH-R
			29,5-36 cm	OV-28-SH-R
			36-42 cm	OV-35-SH-R
		+20 cm	24-29,5 cm	OV-23-LG-R
			29,5-36 cm	OV-28-LG-R
			36-42 cm	OV-35-LG-R
Manchon de suspension	Droite	13,5-20 cm	24-29,5 cm	OV-23-SH-L
			29,5-36 cm	OV-28-SH-L
			36-42 cm	OV-35-SH-L
		+20 cm	24-29,5 cm	OV-23-LG-L
			29,5-36 cm	OV-28-LG-L
			36-42 cm	OV-35-LG-L
Coussin	Gauche	13,5-20 cm	24-29,5 cm	OV-23-SH-L
			29,5-36 cm	OV-28-SH-L
			36-42 cm	OV-35-SH-L
		+20 cm	24-29,5 cm	OV-23-LG-L
			29,5-36 cm	OV-28-LG-L
			36-42 cm	OV-35-LG-L
Lanières	Gauche	13,5-20 cm	24-29,5 cm	OV-23-SH-L
			29,5-36 cm	OV-28-SH-L
			36-42 cm	OV-35-SH-L
		+20 cm	24-29,5 cm	OV-23-LG-L
			29,5-36 cm	OV-28-LG-L
			36-42 cm	OV-35-LG-L

Compatibilité :



Consulter la page suivante pour le **joint distal** →



[Cliquer ici](#)

Compatible avec les systèmes de vide à joint distal, avec ou sans manchons de suspension.

Pour déterminer la taille la plus adaptée au patient, le protocole de mesure consiste à identifier le type de suspension, mesurer la circonférence et la longueur à une hauteur spécifique, et sélectionner l'orientation du produit appropriée.


ÉTAPE 1

Quelle taille ?




ÉTAPE 2

Quelle longueur ?




ÉTAPE 3

Quel côté ?




L'orientation dépend de la préférence de l'utilisateur.

La plupart des utilisateurs choisissent la même orientation que le côté où l'Overlay sera porté.



Suspension	Orientation	Longueur (L)	Circonférence (C)	Code
Systèmes de vide à joint distal	Droite	13,5-20 cm	24-29,5 cm	OV-23-SH-R
			29,5-36 cm	OV-28-SH-R
			36-42 cm	OV-35-SH-R
		+20 cm	24-29,5 cm	OV-23-LG-R
			29,5-36 cm	OV-28-LG-R
			36-42 cm	OV-35-LG-R
	Gauche	13,5-20 cm	24-29,5 cm	OV-23-SH-L
			29,5-36 cm	OV-28-SH-L
			36-42 cm	OV-35-SH-L
		+20 cm	24-29,5 cm	OV-23-LG-L
			29,5-36 cm	OV-28-LG-L
			36-42 cm	OV-35-LG-L

Compatibilité : Joint distal, avec ou sans manchons de suspension



Compatible avec :

liners Össur, Ottobock, Alps, WillowWood

et autres liners similaires

Consulter la page suivante pour les **autres systèmes** →