



[Cliquer ici](#)

AMPUTATION BK (Transtibiale)

Pour déterminer la taille la plus adaptée au patient, le protocole de mesure consiste à mesurer la longueur du liner coupé, puis la circonférence à une hauteur spécifique.


ÉTAPE 1

Quelle longueur ?



ÉTAPE 2

Quelle taille ?



Circonférence (C)	Longueur (L)	Code
20-25 cm	27-37 cm	UDTT-23-SH-C
	+37 cm	UDTT-23-LG-C
25-30 cm	27-37 cm	UDTT-28-SH-C
	+37 cm	UDTT-28-LG-C
30-42 cm	27-37 cm	UDTT-35-SH-C
	+37 cm	UDTT-35-LG-C

FR

Consulter la page suivante
pour **Underlay TT Open** →




[Cliquer ici](#)

AMPUTATION BK
(Transtibiale)

Pour déterminer la taille la plus adaptée au patient, le protocole de mesure consiste à relever deux circonférences à des hauteurs spécifiques : une sans manchon et une avec manchon. Ensuite, mesurer la longueur du liner coupé.


ÉTAPE 1

Quelle taille ?




ÉTAPE 2

Quelle version ?



ÉTAPE 3

Quelle longueur ?



Circonférence (C ₁)	Longueur (L)	Code
20-25 cm	23-26 cm	UDTT-23-SH
	26-30 cm	UDTT-23-MD
	30-33 cm	UDTT-23-LG
	33+ cm	UDTT-23-XL
25-30 cm	23-26 cm	UDTT-28-SH
	26-30 cm	UDTT-28-MD
	30-33 cm	UDTT-28-LG
	33+ cm	UDTT-28-XL
30-42 cm	23-26 cm	UDTT-35-SH
	26-30 cm	UDTT-35-MD
	30-33 cm	UDTT-35-LG
	33+ cm	UDTT-35-XL

FR

Consulter la page suivante
pour **Underlay TT Closed** →